

# Déclaration de compatibilité

## SLK Sangles de Levage



Wellell Group

SLK Vertriebs GmbH  
Am Herdicksbach 18  
D-45731 Waltrop

Par cette déclaration de compatibilité, la société SLK Vertriebsgesellschaft GmbH confirme que les sangles qu'elle distribue peuvent être utilisées avec tous les lève-personnes mobiles (incluant les verticalisateurs) et les lève-personnes plafonniers, énumérés ci-dessous, et d'autres fabricants également, qui sont équipés d'un système de suspension avec crochets ouverts ou fermés. Ces crochets doivent pouvoir accueillir une boucle de sangle de 50 mm de large et de la maintenir sous tension. Les lève-personnes doivent être équipés d'un fléau à 2, 3, 4 ou 8 points. Les systèmes avec œillets perforés en métal ou en plastique ne sont pas compatibles.

### Liste des systèmes compatibles approuvés par SLK

SLK	Fléau	Type de sangle
Carry 185 Eco, Carry 185 Classic/Classic e, Carry 185 Pro/Pro e, Carry 185 Pro L/Pro L e, Carry Compact, Multy Universal/Universal e, Blue Flyer Compact, Blue Flyer Plus, Flyer Plus, Flyer XL, Flyer Maxi	Fléau 2 points, Fléau 4 points H, Fléau 4 points X, Fléau 4 points Compact H Fléau 8 points	A, E D
Multy Aktiv/Activ e, Eazy-up <sup>®</sup> fix, Eazy-up <sup>®</sup> flex, Blue Wayup, Wayup, Wayup XL, Maxxiup	Bras de levage	B, C
Easylev, Nausilev	Bras de levage	B
<b>Aacurat</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Curator, Lève-personnes plafonniers V4, Genius Lève-personnes tissu	Fléau 2 points	A
Genius Lève-personnes plafonniers	Bras de levage	B
<b>AKS</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
foldy, mini foldy, micro foldy, foldy XL, clino II, clino XL, dualo Standard, mini dualo Standard, dualo Standard XL, foldo, goliath	Fléau de transport standard, Barre tandem Fléau de transport horizon-tal avec fixation 8 points	A D
dualo Aktiv, mini dualo Aktiv, dualo Aktiv XL, torneo	Bras de levage	B
torneo II, torneo compact	Bras de levage	C
<b>ARJOHUNTLEIGH</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Minstrel, Tenor	Fléau 4 points	A
<b>ATO Form</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Hospilift, Hospilift mini, Hospilift XL, Hospilift Linear, Hospilift EE, Hospilift mini EE, Hospilift King, Hospilift King mini, Hospilift Classic, Hospilift Classic XL	Poignée de transport avec support 2-, 3-, 4 points	A
Vitalift	Bras de support	B, C
<b>Beka Hospitec</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Carlo Alu Classic 185, Carlo Alu Classic 230, Carlo Air	Fléau 2-, 4- points à boucles	A
<b>Braus</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Lève-personne mobile BLC 175 B/BE, Lève-personne plafonnier BLC 160-320 D/DL	Fléau multiple	A
<b>Burmeier</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Agile	Fléau de transport	A
<b>DP-Med</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
ProLift A166, A222, A333, C136, P136, CP136, ProLift Trans- active Xtra TXE130, TXE160, TXE200, TXE270, C380, P200	Fléau 2 points, Fléau 4 points	A
ProLift S222	Bras de levage	B, C

<b>Drive Medical</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Samssoft 175, Hermes	Fléau plat	A
<b>Etac/Molift</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Molift Smart 150, Molift Mover 180, Molift Mover 2015, Molift Mover 300, Molift Partner 255, Nomand 160, Nomand 205, Nomand 230, Nomand 255 (Nomand avec suspension 4 points intégrée)	Fléau 2- points (toutes tailles) Fléau 4- points (toutes tailles)	A
<b>Guldmann</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
GH1, GH1F, GH1Q, GHZ, GH3, GL5	Fléau de suspension, Fléau en forme de H, Fléau croisée	A
	Fléau allongé Art.-Nr.: 28456, Fléau allongé Art.-Nr.: 28466	D
GLS5	Bras de levage	B, C
<b>Handicare</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Carina350EM/EE, Eva400, Eva450, Eva600EE, Vega505EE, RiseAtlas 450, RiseBasic 300M/440M, RiseAtlas 625	Fléau plat, (aussi en combinaison avec fléau plat M), Fléau plat RFL X4	A
Mini-Lift 125, Mini-Lift 160, Mini-Lift 200	Bras de levage	B, C
<b>Handimove</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Lève-personnes plafonniers 2540 / 2545 avec crochets de fixation, 2800 / 2805, HM50 Lève-personnes mobiles 1630 / 1635 / 1640 / 1641, Victor 2600, Lève-personnes muraux 2420 / 2431, Lève-personne pour piscine 3200, Lève-personne plafonnier pour piscine	Combi, Standard, Fléau 2- & 4- points Clasique, Fléau 2-points avec dispositif d'accroche modèle, 2540/2545 seulement avec crochet	A
Verticalisateur 1620	Bras de levage	B
<b>Heymer</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Uno, Duo, Trio, Heros 300, Klemmli	Fléau 2-points, Fléau 4-points petit/ grand	A
<b>Horcher</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Diana Comfort, Lève-personnes plafonniers série Unilift, Lève-personnes plafonniers UPL 160 / UPL 240	Fléau rotatif 4- points- D2000, L101-2402, C106-100, C106-101, C106-102	A
Lexa Comfort - boucle	Fleau d'assise/de couchage 4 points, réglage motorisé, avec crochets de fixation	A
<b>Hoyer</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
HOVL-100, HOVL-200, HLU-3/E-O, HLU-4/E-O, HLU-3/S, HCL-3/S, HCL-7/E, HL-200, HWL-130, HLK-6, HTL-C, Lève-personnes plafonniers 72005 / 72007, Lève-personnes compacts 72020 / 72040	Fléau rotatif, Fléau croisée 4-points	A
ALH, ALH-20	Bras de levage	B
<b>Humancare (Vertrieb in Deutschland AKS)</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
FL180, Singel 2000, Singel 2100, Singel 4100, Singel 5100, Roomer 5200, Singel 5100 Satellit, Roomer S, Altair, HeliQ	Fléau 2-, 4- points	A
<b>Invacare</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Atlante, Birdie, Birdie Compact, Birdie Plus, Birdie Evo, Birdie Evo Compact, Birdie Evo Xplus, Jasmine, Kirilos Isa, Isa Compact, Isa Xplus, Reliant 350	Fléau 2-, 4- points (toutes tailles) Bras de levage	A B
<b>Liko</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Golvo, M 220, M 230, Uno 100, Uno 102, Uno 200, Viking XS, Viking S, Viking M, Viking L, Viking XL Likorall 200, Likorall 242 ES, Likorall 242 S, Likorall 243, Likorall 250, Likorall R2R, Multirall 200	Fléau plat Mini 220, Fléau plat universel 350/450/600/670 jumeau, Fléau croisé 450/670	A
Sabina, Sabina II	Bras de levage	B
<b>Meyra</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Sito Lève-personne universel	Fléau de transport	A
Sito Verticalisateurs	Bras de levage	B

<b>Novacare</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Prolift A166, A222, A333, Cacero	Fléau simple Fléau double	A
Prolift Argo	Bras de levage	B
<b>Oxford</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Mini 140, Midi 180, Maxi 180, Major 200, Advance, Presence, Dipper, Elara 227, Elara 284, Voyager Portable	Fléau	A
Standaid 140, Ascend, Elevante, Journey	Bras de levage	B
<b>Rebotec</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Arnold 125, Arnold 150, Arnold 250	Barre d'écartement de transport standard Fléau 4 points	A
James 150, James 250	Bras de levage	B
<b>Sunrise</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Sunlift Micro, Sunlift Mini, Sunlift Midi, Sunlift Major	Fléau	A
<b>Vassilli</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
10.77/170, 10.77M170, 10.77N170, 10.77/200XXL	Fléau	A
10.77CS-150, 10.77CS-170, 10.77CS/200XXL	Bras de levage	B
<b>Vermeiren</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Eagle 620, Eagle 625	Fléau	A
<b>Weiner/Days</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Omnilift G1, Omnilift G2, Omnilift G2A, Omnilift 150, Omnilift 170	Fléau	A
<b>WIBU</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Atlas, Atlas II, Faun, Solar 175, Ino	Fléau plat avec crochets de fixation 2-, 3-, 4- points	A
Maya, Stellar 160	Bras de levage	B, C
<b>WinnCare/Ergolet</b>	<b>Fléau</b>	<b>Type de sangle</b>
Faun, Faun 2, Flex-Lift 130, Helios, Luna, Pool-Lift, Solar, Winn'Motion 175	Fléau plat avec crochets de fixation 2-, 3-, 4- points	A, E
Elev up, Pallas 150/2000/5000, Stellar 160	Bras de levage	B, C

Si le lève-personne que vous utilisez ne figure pas sur cette liste, nous vous recommandons de nous contacter pour vérifier et confirmer la compatibilité de notre sangle de levage avec ce dispositif.

Nous confirmons la conformité aux exigences essentielles du règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux décrites à l'annexe I sur la base des exigences légales du MDR et du MPBetreibV ainsi qu'aux exigences de la norme EN ISO 10535:2021 pour nos sangles de levage. Notre gestion des risques montre que l'utilisation correcte de nos sangles de levage sur les lève-personnes mobiles et les lève-personnes plafonniers répertoriés, en combinaison avec le fléau correct ne génère aucun risque supplémentaire par rapport au système d'origine. La combinaison de nos systèmes de nos sangles de levage avec les lève-personnes mentionnés ci-dessus d'autres fabricants n'affecte pas les performances attendues des lève-personnes et nous permet ainsi de confirmer cette compatibilité.

## Type de sangle A

Désignation	Artikel-ID
SLK Sangle Universal Eco, Gr. M/L	5199
SLK Sangle Universal, Gr. XXS bis 4XL	5221, 5222, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5208, 5209
SLK Sangle Universal avec appui-tête, Gr. XXS bis XXL	5225, 5226, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123
SLK Sangle Universal de bain, Gr. XXS bis 4XL	5229, 5230, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5210, 5211
SLK Sangle Universal de bain avec appui-tête, Gr. XXS bis XXL	5227, 5228, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133
SLK Quick Sangle de transfert et de toilette Gr. XXS bis XL	5219, 5220, 5134, 5135, 5136, 5137
SLK Sangle de toilette Gr. S bis 4XL	5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5206, 5207
SLK Hammock Sangle universelle, Gr. S bis 4XL	5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5200, 5201
SLK Hammock Sangle de bain, Gr. S bis 4XL	5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5202, 5203
SLK Hammock Sangle hamac, Gr. XXS bis 4XL	5223, 5224, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5204, 5205
SLK Comfort Sangle de couchage, Gr. S bis XXL	5159, 5160, 5161, 5162, 5163
SLK Comfort Sangle de transfert allongé bain, Gr. S bis XXL	5164, 5165, 5166, 5167, 5168
SLK Sangle de fixation arrière, Gr. S bis XL	5169, 5170, 5171, 5172
SLK Sangle de fixation arrière bain, Gr. S bis XL	5173, 5174, 5175, 5176
SLK Sangle Maxi, Gr. XXL bis 4XL	5177, 5178, 5179

## Type de sangle B

Désignation	Artikel-ID
SLK Sangle Aktiv Eco Gr. M/L	5099
SLK Sangle Aktiv Gr. S bis XXL	5100, 5101, 5102, 5103, 5104

## Type de sangle C

Désignation	Artikel-ID
SLK Sangle Aktiv spéciale Gr. S bis L	5105, 5106, 5107
SLK Sangle Aktiv spéciale avec assise, Gr. S bis XXL	5188, 5189, 5190, 5191, 5192

## Type de sangle D

Désignation	Artikel-ID
SLK Sangle brancard 8 points	5699

## Type de sangle E

Désignation	Artikel-ID
SLK Sangle brancard 8 points	5699
Désignation	Artikel-ID
SLK Walking Gurt	5213, 5214, 5215, 5216, 5217, 5218

Waltrop, 11.02.2025

Ort, Datum



Unterschrift: Oliver Otte, Geschäftsführer